

DATI TECNICI / technical sheet	BLUE ASIBAG pallone di rianimazione
93/42/CE	<i>resuscitator bag</i>
2007/47/CE	

MATERIALI / components

1	VALVOLA PAZIENTE <i>patient valve</i>	policarbonato <i>polycarbonate</i>
2	CORPO CENTRALE <i>central body</i>	PVC <i>PVC</i>
3	VALVOLA SOVRAPPRESSIONE <i>pop-off valve</i>	policarbonato <i>polycarbonate</i>
4	CONNETTORI OSSIGENO E RESERVOIR <i>oxygen and reservoir connectors</i>	policarbonato <i>polycarbonate</i>
5	CONNETTORE PER MASCHERA <i>mask connector</i>	policarbonato <i>polycarbonate</i>
6	SACCA PER PALLONE <i>bag sac</i>	NYLON <i>nylon</i>



Dispositivo medico classe II A **CE**0434
medical device class II A
lavabile e disinfettabile
washable and desinfectable

codici/code:
PRM301 adulto/adult
PRM302 bambino/child
PRM303 neonato/infant

PVS S.p.A. - Cassina de Pecchi - Italy	20/02/11
---	-----------------