

OS/50 - OS/50P

MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA AD ALTA CONCENTRAZIONE HIGH CONCENTRATION MASK FOR OXYGEN THERAPY



MODELLO DI RIFERIMENTO REFERENCE MODEL

OS/50

Maschera monouso con valvole antiriflusso e
sacchetto in plastica – adulti

*Disposable mask with plastic bag and check
valves - adults*

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

MATERIALE MATERIAL	Maschera e tubo: PVC di grado medicale Sacchetto: polietilene. Senza Lattice Mask and tubing: medical grade PVC Bag: Polyethylene. Latex-free
DIAMETRO ESTERNO DEL TUBO EXT. TUBING DIAMETER	5.5 mm – antischiacciamento 5.5 mm – sure flow tubing
DIAMETRO INTERNO DEL TUBO INTERNAL TUBING DIAMETER	3 mm
CAPACITA' SERBATOIO RESERVOIR CAPACITY	1 litro 1 liter
LUNGHEZZA PROLUNGA E TIPO DI CONNESSIONE LENGTH OF TUBING AND TYPE OF CONNECTION	200 cm - femmina/femmina universali 200 cm – female/ female universal socket
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIA. Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIA medical device.

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldada di PE Singly packed in PE sealed pouch
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	100 pezzi in scatola di cartone 100 pcs in carton box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0 ÷ +40°C Umidità relativa: 20% ÷ 80% Temperature: 0 ÷ +40°C Relative Humidity: 20% ÷ 80%
DATA DI SCADENZA EXPIRY	5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione 5 years from production date indicated on the package

ALTRE CONFIGURAZIONI – OTHER CONFIGURATIONS

MODELLO MODEL	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	CONFEZIONAMENTO PACKAGING
OS/50P	Come OS/50 – versione pediatrica con maschera di dimensioni idonee As OS/50 – pediatric kind with smaller mask	Come OS/50 As OS/50