

Jet Compact 300 D

Aspiratore di secreti portatile



Aspiratore di secreti estremamente compatto, destinato alla rimozione dei fluidi dalle vie respiratorie o dal sistema di supporto alla respirazione. L'aspiratore crea una depressione che estrae i fluidi attraverso il catetere monouso collegato al vaso di raccolta.

Caratteristiche specifiche

- Peso e ingombri contenuti
- Rapida visualizzazione del vuoto impostato grazie ai led luminosi
- Classificazione ISO Alto vuoto/Alto flusso

Dotazione di serie

- Cavo alimentazione 12V
- Batteria
- Vaso monouso con filtro
- Tubo paziente monouso

Accessori

- SC75011D Borsa Jet Compact
- SC73017E Alimentatore 220V

Conforme a

- ISO 10079-1
- RTCA/DO-160E DO-160E - Sezione 21 Categoria M (Solo per alimentazione a batteria; Aeromobili commerciali, attrezzature aeree)

Dati tecnici

Dimensioni	245x70x185 mm
Peso	1,60 kg
Range vuoto	Da 50 a 550 mmHg
Aspirazione flusso libero	32 l/min
Livello acustico	70 dB
Requisiti connessione elettrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max ; 12VDC 33W max
Grado IP	IP 12
Batteria	12V DC Ni-MH
Tempo d'uso batteria	30 min ON, 30 min OFF
Tempo di ricarica batteria	5 ore
Capacità vaso	300 ml
Tubo paziente	1 m
Temp. d'uso	Da 0°C a +45°C
Temp. di stoccaggio	Da -40°C a +70°C
Umidità	Da 0 a 95%

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

JET COMPACT 300 D
SC75100D



Identificativo registrazione 79643

NATO STOCK NUMBER 6515150110085

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.7 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it