



Omni Splint

L'Omni Splint è una stecca in schiuma a cellule chiuse malleabile con un telaio in alluminio progettata per essere utilizzata per aiutare a sostenere e immobilizzare l'arto o gli arti del paziente. Una volta che la stecca è posizionata correttamente, può essere fissata utilizzando vari meccanismi di fissaggio, compresi i nastri adesivi. Questa stecca leggera e flessibile non è realizzata con lattice di gomma naturale.

Disponibile arrotolata o piegata.

Caratteristiche:

- Idrorepellente
- Taglia universale
- Leggera e maneggevole
- Realizzata in schiuma a cellule chiuse

Dettagli:

- **PN:** PML105 - Arrotolata
- **PN:** PML115 - Piegata
- **Usa e Getta**
- **Non realizzata con lattice di gomma naturale**



7YEAR
SHELFLIFE

**DIMENSIONI
CONFEZIONE:**
11.5cm x 8cm x
8cm

SAFEGUARDMEDICAL™