



TPAK Kit pneumotorace tensivo

Il TPak è un ago da 2 mm per 8,3 cm e un catetere da utilizzare nella gestione delle vittime di traumi che presentano i segni e i sintomi di uno pneumotorace tensivo. La custodia resistente agli urti assicura che l'ago/catetere sia sicuro al momento del rilascio e la camera flash senza cappuccio fornisce una conferma immediata del posizionamento dell'ago nella toracostomia con ago pre-ospedaliero. TPAK viene fornito in una custodia robusta, con un cappuccio esagonale strutturato e facile da aprire. L'ago e il catetere sono protetti da piegature o danni e condizioni ambientali difficili mentre si trovano nel kit da una custodia in plastica rigida.



Caratteristiche:

- Ago toracico decompressivo: 8,3cm x 2mm
- Tubo robusto con tappo esagonale strutturato e di facile apertura
- Camera flash senza cappuccio per la conferma immediata del posizionamento dell'ago
- Dimensioni comode e compatte per la massima portabilità
- La custodia resistente agli urti e di dimensioni precise e il mozzo dell'ago assicurano che l'ago e il catetere di decompressione toracica siano fissati al momento dell'apertura per sicurezza
- L'ago per pneumotorace teso, robusto e affidabile, consente un posizionamento sicuro del catetere per un sollievo continuo durante la toracostomia con ago

Dettagli:

- PN: TPAK

7YEAR
SHELF LIFE



60
grams



**DIMENSIONI
CONFEZIONE:**
14,6cm L x 0,6
dita

