



Blast Bandage

Il Blast® Bandage offre la capacità di tamponare rapidamente amputazioni traumatiche, ustioni e ferite di grandi dimensioni con il minimo sforzo. La benda Blast® fornisce un'area di trattamento di 50 cm x 50 cm, ma si compatta all'incirca delle dimensioni di una benda da 10 cm.

Il grande cuscinetto per ferite non aderente può essere facilmente avvolto attorno agli arti e fissato con la fascia elastica allegata. Fornisce una grande copertura protettiva sterile per ferite da schegge o ustioni. Il BLAST® Bandage offre anche uno strato occlusivo rimovibile che coprirà un'area di 48 cm x 48 cm o può essere utilizzato per coprire il contenuto addominale riducendo al minimo la perdita di calore e umidità.

Le strisce di "controllo" in Velcro® impediscono che il rotolo elastico si srotoli accidentalmente e fissano la benda durante il processo di applicazione. Fornendo più punti di adesione, i freni impediscono lo slittamento dell'elastico durante il processo di avvolgimento. Questo crea una fasciatura più sicura ed efficace e diminuisce la possibilità che la ferita venga esposta durante il movimento.

Dettagli:

- Rapido e semplice
- Medicazione occlusiva ampia e rimovibile
- Ampio cuscinetto per ferite non aderente e benda elastica integrale
- Multiuso ad es. per coprire le viscere ; • contro le ustioni; come medicazione occlusiva per ferite toraciche multi-penetranti
- Strisce di "controllo" in Velcro® per aiutare a prevenire lo srotolamento accidentale della fascia elastica durante l'applicazione, particolarmente utili durante la medicazione delle amputazioni



5YEAR
SHELFLIFE



DIMENSIONI
50cm x 50cm

(srotolata):