


RAFFORZARE LA FIDUCIA CON I MANICHINI PRESTAN CPR E I TRAINER DAE

CATALOGO PRODOTTI




Costruire la fiducia con il feedback...

I manichini di addestramento PRESTAN CPR hanno fornito un meccanismo di feedback fin dal loro inizio. Oggi, offriamo una gamma completa di manichini per la formazione RCP e formatori AED con feedback visivo e acustico che aiutano gli studenti a raggiungere la fiducia e le competenze necessarie per eseguire RCP di alta qualità.



Tutti i manichini **PRESTAN Professional** e il **manichino PRESTAN Ultralite con feedback CPR** sono dotati di un monitor RCP che fornisce un feedback visivo e acustico per aiutare gli studenti a raggiungere la corretta velocità di compressione e profondità.

Il manichino **PRESTAN Professional Adult Series 2000** fornisce un feedback avanzato grazie alla connessione Bluetooth alla **App PRESTAN CPR Feedback**, che monitora la velocità, la profondità, il rimbalzo, la ventilazione e il tempo di hands-off.



Entrambi i **PRESTAN Professional AED Trainer PLUS** e il **PRESTAN AED UltraTrainer** forniscono un'esperienza di allenamento realistica con istruzioni vocali chiare e sicure e un feedback di coaching CPR facile da seguire..



PRESTAN Professional Manichino per adulti

Realistico alla vista e al tatto, il **manichino professionale per adulti** è diverso da qualsiasi altro manichino per la rianimazione cardiopolmonare sul mercato. Progettati per fornire a ogni studente un'esperienza di formazione reale insieme al tasso di compressione immediata e al feedback di profondità, i manichini PRESTAN aiutano gli istruttori a costruire la fiducia nei loro studenti quando insegnano abilità di RCP di alta qualità.

- ◇ Completamente conforme alle più recenti guide linea internazionali di settore AHA e ERC
- ◇ Leggero con installazione rapida e semplice; facile da pulire e mantenere
- ◇ Disponibile nelle tonalità Medium Skin (MS) o Dark Skin (DS)
- ◇ Garanzia limitata di 3 anni



Professional Adult, Single

PP-AM-100M-MS
PP-AM-100M-DS



Professional Adult, 4-pack

PP-AM-400M-MS
PP-AM-400M-DS



Professional Adult Diversity Kit

PP-AM-400M-MSDS
(2 medium skin tone & 2 dark skin tone)


- ◇ Le confezioni singole sono dotate di 10 Face-Shield/ Lung-Bags e una custodia in nylon
- ◇ 4 confezioni sono dotate di 50 Face-Shield/ Lung-Bags e una custodia in nylon con una tracolla rimovibile

PRESTAN Professional Adult Serie 2000 Manichino

In combinazione con il tradizionale sistema di luci di feedback CPR di PRESTAN, il **manichino professionale per adulti serie 2000** offre una soluzione di formazione unica e dual-purpose che offre agli istruttori la possibilità di allenarsi con feedback RCP di base o avanzato, incluso il tasso di compressione, profondità, contraccolpo, ventilazione e tempo di attesa tramite Bluetooth abilitato PRESTAN CPR Feedback App.

- ◇ Completamente conforme alle più recenti guide linea internazionali di settore AHA e ERC
- ◇ Leggero con installazione rapida e semplice; facile da pulire e mantenere
- ◇ Disponibile nelle tonalità Medium Skin (MS) o Dark Skin (DS)
- ◇ Garanzia limitata di 1 anno

I polmoni del **Prestan serie 2000** sono dotati di sensore per la respirazione ma si installano facilmente come negli altri modelli PRESTAN. I polmoni della serie 2000 sono necessari per fornire il Feedback sulla ventilazione tramite l'app PRESTAN CPR.



Il **Professional Adult Series 2000 Manikin Add-On Kit** offre agli istruttori la possibilità di aggiornare i loro attuali PRESTAN Professional Adult e Jaw Thrust Manikins (modelli 2018 e successivi) con parametri di feedback avanzati.

Series 2000 Add-On Kit

RPP-AAOK2000-1 (single)
RPP-AAOK2000-4 (4-pack)



*Mobile device not included

Professional Adult Series 2000, Single

PP-AM-2000-1-MS
PP-AM-2000-1-DS



*Mobile device not included

Professional Adult Series 2000, 4-pack

PP-AM-2000-4-MS
PP-AM-2000-4-DS

Series 2000 Lung Bags

PP-VALB-10 (10-pack)
PP-VALB-50 (50-pack)

L'app **PRESTAN CPR Feedback** fornisce feedback CPR avanzati di alta qualità e in tempo reale tramite una connessione Bluetooth con il manichino PRESTAN Professional Adult Series 2000.



Download Now
on Apple or Android devices



PRESTAN Professional Manichini per bambini/ neonati

Il **manichino per bambini professionale** è progettato per assomigliare ad un bambino che rispetto ad un adulto ha strutture corporee meno prominenti e caratteristiche facciali più morbide e più infantili. È più piccolo e più sottile del manichino professionale per adulti ma ancora realistico per gli occhi e il tatto.

il **manichino neonatale realistico** permette un addestramento alla RCP di alta qualità. I contorni scolpiti del corpo e il tatto realistico della pelle aiutano a preparare gli studenti per i salvataggi reali. La testa è progettata per simulare il modo in cui si muove la testa di un neonato reale.



Professional Child, Single

PP-CM-100M-MS
PP-CM-100M-DS



Professional Infant, Single



Professional Child, 4-Pack

PP-CM-400M-MS
PP-CM-400M-DS



Professional Child Diversity Kit

PP-CM-400M-MSDS
(2 medium skin tone & 2 dark skin tone)



Professional Infant, 4-Pack

PP-IM-400M-MS
PP-IM-400M-DS



Professional Infant Diversity Kit

PP-IM-400M-MSDS
(2 medium skin tone & 2 dark skin tone)

- ◇ Le confezioni singole sono dotate di 10 Face-Shield/ Lung-Bags e una custodia in nylon
- ◇ 4 confezioni sono dotate di 50 Face-Shield/ Lung-Bags e una custodia in nylon con una tracolla rimovibile

PRESTAN Professional Pacchetti speciali

I **PRESTAN Professional Pacchetti Speciali** combinano i nostri prodotti più popolari confezionati insieme in singole collezioni rendendoli ideali come nuovi kit di avviamento per istruttori e per aule o scenari di addestramento di gruppo più grandi.

Il kit **TAKE 2** combina due manichini professionali per adulti e due manichini professionali per bambini insieme a due AED Ultra Trainer in un unico Kit.



TAKE2 Kit

PP-FM-600M-MS
PP-FM-600M-DS



TAKE2 Diversity Kit

PP-FM-600M-MSDS
(2 medium skin tone & 2 dark skin tone)

◇ Multi-packs (pg 5) come with 10 Face-Shield/Lung-Bags per manikin and a nylon carrying case with detachable shoulder strap

PRESTAN Professional Pacchetti speciali

Il **Professional Family Pack** combina due adulti professionali, un bambino e due manichini neonati in un unico Kit.



Professional Family Pack

PP-FM-500M-MS
PP-FM-500M-DS

Il **manichino professionale Jaw Thrust Manikin** per adulti da agli istruttori la possibilità di insegnare la manovra di iperestensione del capo e ribaltamento/sollevamento del mento che consente allo studente di afferrare la mascella inferiore del manichino e sollevarla con entrambe le mani spostando la mascella del manichino in avanti e verso l'alto. La manovra di iperestensione della mascella è l'approccio più sicuro che permette di aprire le vie respiratorie di una vittima che ha una possibile lesione alla testa, collo, o spina dorsale perché può essere compiuto riducendo al minimo il movimento del collo.



◊ Multi-pack (pg 5) sono dotati di 10 Face-Shield/ Lung-Bags per manichino e una custodia in nylon con tracolla regolabile

Il **KIT professional** combina un manichino professionale per adulti, bambini e neonati in un unico Kit.



Professional Collection

PP-FM-300M-MS
PP-FM-300M-DS



Professional Adult Jaw Thrust, Single

PP-JTM-100M-MS
PP-JTM-100M-DS



Professional Adult Jaw Thrust, 4-pack

PP-JTM-100M-MS
PP-JTM-100M-DS

PRESTAN Ultralite Manikin

Il **manichino Ultralite** è il nostro manichino più compatto, leggero e portatile disponibile in configurazione singola, 4-pack e 12-pack, ideale per l'insegnamento virtuale e in viaggio. Questo manichino durevole offre una soluzione conveniente per l'addestramento RCP, con tutta la qualità e il realismo che ti aspetti da PRESTAN.

- ◇ Conforme alle più recenti guide linea internazionali di settore AHA e ERC
- ◇ Leggero con installazione rapida e semplice; facile da pulire e mantenere
- ◇ Disponibile con o senza feedback RCP e in entrambe le tonalità di pelle media (SM) o scura (DS)
- ◇ Garanzia limitata di 3 anni

Il **pistone Ultralite con Feedback RCP** offre agli istruttori la possibilità di aggiornare i manichini PRESTAN Ultralite non monitorati con i Feedback di velocità e profondità delle compressioni toraciche.



Ultralite Manikin Single

- PP-ULM-100M-MS (with feedback)
- PP-ULM-100M-DS (with feedback)
- PP-ULM-100-MS (w/out feedback)
- PP-ULM-100-DS (w/out feedback)



Ultralite Piston with CPR Feedback

- RPP-ULPISTONM-1-MS (single)
- RPP-ULPISTONM-4-MS (4-pack)



PRESTAN Ultralite Manikin

L'esclusivo design a conchiglia del manichino Ultralite con busti e teste impilabili crea una soluzione leggera e compatta ideale per il trasporto di più unità in confezioni da 4 (6 kg) o 12 (17kg).

Il **manichino Ultralite, 4-pack** è disponibile in una borsa facile da trasportare con una tracolla staccabile mentre il **manichino Ultralite, 12-pack** offre una quantità completa per la classe in una borsa a rulli portatile con ruote e una maniglia telescopica per una maneggevolezza senza sforzo che lo rende facile da sollevare dentro e fuori dai veicoli.



Ultralite Manikin 4-pack

- PP-ULM-400M-MS (with feedback)
- PP-ULM-400M-DS (with feedback)
- PP-ULM-400-MS (w/out feedback)
- PP-ULM-400-DS (w/out feedback)



Ultralite Manikin Diversity Kit, 4-pack

- PP-ULM-400M-MSDS (with feedback)
- PP-ULM-400-MSDS (w/out feedback)
- (2 medium skin tone & 2 dark skin tone)



Ultralite Manikin, 12-pack

- PP-ULM-1200M-MS (with feedback)
- PP-ULM-1200M-DS (with feedback)
- PP-ULM-1200-MS (w/out feedback)
- PP-ULM-1200-DS (w/out feedback)



Ultralite Manikin Diversity Kit, 12-pack

- PP-ULM-1200M-MSDS (with feedback)
- PP-ULM-1200-MSDS (w/out feedback)
- (6 medium skin tone & 6 dark skin tone)



PRESTAN Professional AED Trainer PLUS

Il **Professional AED Trainer PLUS** è un AED Trainer all'avanguardia in grado di simulare realisticamente i principali defibrillatori in commercio e fornisce un'esperienza di addestramento realistica. Il trainer dispone di opzioni personalizzabili per simulare i vari scenari di formazione, compreso il pulsante pediatrico

- ◇ Istruzioni vocali chiare e sicure con istruzioni RCP opzionali per aiutare lo studente a tenere il ritmo con le compressioni toraciche
- ◇ Telecomando opzionale disponibile; un singolo telecomando può controllare diversi AED Trainer nel raggio d'azione
- ◇ Modulo facile da sostituire che contiene le linee guida più recenti in due lingue - viene fornito standard con inglese/ spagnolo o inglese/francese; altre opzioni linguistiche disponibili su richiesta
- ◇ Consente l'uso con il sistema brevettato PRESTAN AED Trainer Pad Sensing System
- ◇ ◇ Garanzia limitata di 3 anni



Professional AED Trainer PLUS

- PP-AEDT2-101 (single; English/Spanish)
- PP-AEDT2-102 (single; English/French)
- PP-AEDT2-401 (4-pack; English/Spanish)
- PP-AEDT2-402 (4-pack; English/French)



Professional AED Trainer PLUS Kit

- PP-AEDT2-KIT-101
(single with Remote; English/Spanish)

PRESTAN AED UltraTrainer

L'AED **UltraTrainer** è la nostra soluzione AED trainer FULL OPTIONAL più compatta e leggera dotata di opzioni di personalizzazione complete per adattarsi a qualsiasi scenario di formazione.

Questo trainer AED simula un'esperienza di addestramento dal vivo tra le più complete e realistiche in commercio, con tutta la qualità la convenienza e la durata che ci si aspetta da PRESTAN.

- ◇ Gli istruttori possono personalizzare i loro corsi di formazione attivando o disattivando il metronomo di compressione e/ o il prompt vocale "esegui respirazione"
- ◇ Il dispositivo può alternare tra due lingue ed è facilmente aggiornabile con le più recenti linee guida del settore - fornito con inglese/ spagnolo o inglese/ francese; altre lingue disponibili su richiesta
- ◇ Per uso con il sistema brevettato PRESTAN AED Trainer Pad Sensing System
- ◇ Garanzia limitata di 3 anni



AED UltraTrainer

- PP-AEDUT-101 (single; English/Spanish)
- PP-AEDUT-102 (single; English/French)
- PP-AEDUT-401 (4-pack; English/Spanish)
- PP-AEDUT-402 (4-pack; English/French)




PRESTAN AED Trainer Pad Sensing System

L'AED Trainer Pad Sensing System rileva automaticamente quando ogni elettrodo viene posizionato sul manichino.


Questi elettrodi di alta qualità durano per oltre 100 applicazioni. Il pad adesivo si rimuove e aderisce bene a qualsiasi manichino sul mercato senza lasciare residui o sporco sul manichino - niente più elettrodi danneggiati o necessità di rimuovere residui dell'adesivo da i manichini tra una sessione e l'altra. La sostituzione dell'elettrodo è conveniente e facile - basta sostituire il cuscinetto, non il cavo.

Il sensore di posizionamento posto al centro di ciascun elettrodo adesivo consente di simulare un vero AED, garantendo un'esperienza formativa più realistica. Non è necessario alcun telecomando, ma comunque è disponibile per il Professional AED Trainer PLUS se lo si desidera.




Adult/Child AED Trainer Pads

- PP-APAD2-1 (single; 2 pads total)
- PP-UTPAD-1 (single; 2 pads total)
- PP-APAD2-4 (4-pack; 8 pads total)
- PP-UTPAD-4 (4-pack; 8 pads total)



**PAD
SENSING
SYSTEM**



PRESTAN CPR Accessori di formazione

Le camice **PRESTAN CPR Training Shirts** offrono agli istruttori la possibilità di simulare la rimozione dei vestiti dal paziente durante durante l'addestramento. La camicia Adult/Child/Ultralite (taglia unica) è dotata di cerniera frontale facile da rimuovere e schiena antiscivolo. La camicia per neonato dispone di un velcro facile da rimuovere.

I tappetini **PRESTAN Kneeling Pads** garantiscono comfort per le ginocchia e la schiena degli studenti durante le sessioni di addestramento alla RCP.



**CPR Training Shirt
Adult/Child/Ultralite Manikin**

PP-ACSHIRT-4 (4-pack)



**CPR Training Shirt
Infant Manikin**

PP-ISHIRT-4 (4-pack)



Kneeling Pads

PP-KPAD-4 (4-pack)
PP-KPAD-24 (24-pack)



PRESTAN CPR Forniture di formazione

Le maschere **PRESTAN CPR Training Face** sono costituite da PVC trasparente non schiacciabile, di grado medico, costruito con una camera d'aria modellabile per una corretta aderenza su tutta la gamma di manichini; per l'uso con palloni autoespandibili. Disponibile in confezioni da 10; con o senza adattatori **PRESTAN Training Face Mask** confezionati singolarmente.



CPR Training Face Mask

PP-AMASK-10 (adult/child; 10-pack)
PP-IMASK-10 (infant; 10-pack)



CPR Training Face Mask & Adaptor Bundle

PP-AMASK-ADT-10 (adult/child; 10-pack)
PP-IMASK-ADT-10 (infant; 10-pack)



CPR Training Face Mask Adaptor

10076-PPA (10-pack; individually wrapped)
10076-PPA-50 (50-pack; individually wrapped)

Il portachiavi **PRESTAN Rescue barrier** contiene una faceshield per ventilazioni con una valvola unidirezionale. Un modo ideale per completare la formazione e fornire ai vostri studenti un accessorio per essere pronti.



Portachiavi con Face-Shield protettiva

PP-KCHAIN-1 (single)
PP-KCHAIN-50 (50-pack)

PRESTAN CPR Materiali di consumo per manichini

I polmoni **PRESTAN Lung-Bag/Face-Shields** sono facili da installare/rimuovere e consentono di visualizzare l'espansione realistica del torace del manichino durante la RCP.

Il **PRESTAN Professional Adult Series 2000 Manikin Lung-Bag/ Face-Shields** utilizza lo stesso design facile da installare PRESTAN con l'aggiunta di un sensore di respirazione per monitorare il feedback della ventilazione con l'app PRESTAN CPR Feedback.

PRESTAN Face Shields consente per la formazione di più studenti sullo stesso manichino senza la necessità di cambiare i sacchetti polmonari e sono specificamente progettati per Snap on e si adattano in modo sicuro al volto di ogni manichino PRESTAN.



Professional Adult Manikin



Professional Adult Series 2000 Manikin



Professional Child Manikin




Professional Infant Manikin



Ultralite Manikin



Generic CPR Practice Face Shields



Il sistema con apertura a conchiglia brevettato del torace nei manichini **PRESTAN** permette di sostituire con estrema semplicità i polmoni e la rimozione attraverso la bocca e fuori dal collo.