

# POSTAZIONE CONNESSA PER DEFIBRILLATORE PUBBLICO

- TECA ROTAID 24/7
- TOTEM DA ESTERNO



*Progettata per fornire la massima sicurezza alle comunità pubbliche. La teca connessa e il defibrillatore di ultima generazione sono dotati di tecnologia all'avanguardia per garantire la massima efficienza e facilità d'uso in caso di emergenza. Grazie alla connessione remota, la postazione può essere monitorata costantemente, garantendo la massima disponibilità del defibrillatore e una tempestiva assistenza in caso di necessità.*

## CARATTERISTICHE

- Totem da terra realizzato in lamiera zincata e verniciata, completo di base smontabile, per uso esterno. Ideale per luoghi pubblici, piazze, parcheggi ecc.
- Il totem viene fornito in abbinamento con la teca Rotaid 24/7 e accesso alla piattaforma di monitoraggio remoto
- Il totem viene fornito con adesivi mostrati in figura ed eventualmente personalizzabili su richiesta.  
Totem disponibile anche bianco

Dimensioni	Lar 45cm x Spess 10cm x H 180cm; base: 60cm x 60cm.
Peso	50 kg

# Rotaid 24/7

## Teca con telecontrollo defibrillatore

Teca Rotaid 24/7 con coperchio trasparente verde dotato di sistema di riscaldamento, illuminazione led ad alta visibilità e allarme, adatta per ambienti interni o esterni.

La teca è connessa alla rete mobile tramite scheda sim ed è in grado di monitorare lo stato della maggior parte dei defibrillatori DAE in commercio, comunicando tramite alert e-mail ed sms ogniqualvolta viene emesso un allarme dal defibrillatore o la teca viene aperta.

Tramite il suo portale web, hai accesso diretto alla tua rete di DAE e al sistema salvavita. puoi gestire e modificare il tuo sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



Dimensioni	48cm x 48cm x 18cm
Peso	3.2 kg

### CARATTERISTICHE

CODICE PRODOTTO: ROT-0103910-247

- **Visibilità eccellente:** Grazie alla connessione 3G puoi sempre vedere la localizzazione del DAE. Grazie al suo unico design e all'illuminazione a LED la teca 24/ è sempre visibile in ogni contesto.
- **Sempre pronta:** Gestisci il tuo team di soccorritori e avvisalo in pochi secondi tramite SMS e/o e-mail nel caso in cui l'armadio venga aperto o chiuso, il DAE venga rimosso o restituito o il DAE indichi un guasto e necessiti di un'ispezione immediata.
- **Sempre sicura:** Con la certificazione IP56, la teca Rotaid 24/7 è un'ottima soluzione sia da interno che da esterno. Il suo allarme, il riscaldamento e la sua solida struttura, garantiscono una durata nel tempo senza cali di prestazioni.
- **Sempre monitorata:** Il sistema salva-vita è monitorato 24 ore al giorno ed ogni singolo uso è immediatamente registrato. La sua operatività è continuamente garantita. Gli interventi di manutenzione sono richiesti immediatamente dal sistema stesso, se l'autodiagnosi rileva una necessità di intervento.

**Facilità operativa:** Facilità di adattare i vari parametri operativi secondo necessità: dal rinnovo dei DAE o dei suoi consumabili, all'aggiunta di nuovi soccorritori da allertare in caso di necessità oppure cambiare la location del DAE: la Rotaid 24/7 si adatta senza problemi.

- **Facilità di gestione:** La Rotaid 24/7 ti assiste in fase di registrazione, operatività e manutenzione allertando solo in caso di necessità
- **Facilità di accesso:** Estrema facilità di accedere al sistema che gestisce il programma di telecontrollo, da qualsiasi device.
- **Facile da connettere:** Rotaid 24/7 grazie alla sua connettività, permette il monitoraggio sia all'aperto che in ambienti chiusi.

Per maggiori informazioni sul prodotto visita il sito web: <https://www.emd112.it/prodotti/teca-con-telecontrollo-defibrillatore-rotaid-24-7/>

### IN DOTAZIONE

Tutti i materiali di fissaggio, dima di installazione e manuale inclusi.

Trasformatore, cablaggio e set di connettori inclusi.

Dimensioni scatola 50 x 50 x 25 centimetri, certificato FSC, Cartone riciclato al 100%