

Totem e teche

DAE-CASE

PER DEFIBRILLATORI DA ESTERNO

I totem e le teche della linea DAE-CASE rappresentano una soluzione efficace per **posizionare e proteggere i defibrillatori in ambienti esterni in modo sicuro**, visibile a costi accessibili.

Possono essere fissati saldamente a parete e al suolo nella versione dotata di totem.

Progettati per essere **visibili e facilmente individuabili**, grazie all'uso di colori vivaci e segnalazioni visive, come simboli o testi che indicano la presenza di un defibrillatore.

TECA DAE-CASE

Caratteristiche tecniche

- > Teca per contenimento defibrillatore da esterno e interno realizzata in lamiera di acciaio al carbonio elettro zincato verniciatura a polvere di poliestere alta resistenza agli agenti atmosferici spigoli arrotondati
- > Anta a battente con chiusura a maniglia e accessorio per sigillo plastico o metallico con foro ridotto al fine di evitare l'inserimento di lucchetti e impedire il prelievo del defibrillatore in situazione di emergenza
- > Vetro in plexiglass
- > Guarnizione in gomma su battuta
- > Due robuste cerniere in zama verniciata
- > Adesivo di identificazione AED (incluso)
- > Fori per applicazione a parete o su totem



MISURE	
DAE-CASE001:	420x210x480 (LxPxH)
BASE TOTEM:	420x210x1000 (LxPxH)
PESO IN KG	
DAE-CASE001:	7 Kg
DAE-CASE-TERM:	9 Kg
INDICE DI PROTEZIONE	
IP44	protezione contro i corpi estranei solidi (≥ 1 mm) e gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.
COLORE	
Bianco rAL9010ca.	

Totem e teche per defibrillatore **DAE-CASE** **MODELLI**



Totem da esterno con teca riscaldata, ventilata e illuminata

COD.: EMDTOT014

- > **TOTEM PER DEFIBRILLATORE DA ESTERNO**
Completo di teca DAE-CASE-TERM, adatto per posizionamento esterno.
- > **TECA INCLUSA**
Progettata per proteggere il defibrillatore posizionato al suo interno da agenti atmosferici e temperature che possono influenzare il corretto funzionamento del defibrillatore.
- > **CARATTERISTICHE TECA**
 - Dotata di riscaldamento automatico e ventola di estrazione calore.
 - Allarme e illuminazione interna con sensore crepuscolare.



Totem con teca da esterno impermeabile

COD.: EMDTOT012

- > **TOTEM PER DEFIBRILLATORE DA ESTERNO**
Completo di teca DAE-CASE001, adatto per applicazione esterna in ambienti con temperature miti.
- > **CARATTERISTICHE TECA**
 - Completa di fori di fissaggio a pavimento.
 - Dotata di coperchio posteriore per passaggio cavi.



Teca da esterno riscaldata, ventilata e illuminata

COD.: DAE-CASE-TERM

- > **TECA DA ESTERNO**
Con protezione acqua e polvere.
- > **CARATTERISTICHE TECA**
 - Dotata di Termoregolatore e ventola per estrazione aria con allarme e illuminazione interna crepuscolare.
 - Attivazione automatica resistenza riscaldante con range 5-20 gradi C°.
 - Attivazione automatica della ventola di estrazione e ricircolo a superamento di 40 gradi C°.
 - Lampeggiamento LED rossi quando la temperatura interna è fuori dal range 5-40 gradi C°.
 - Dotata di alimentatore 24V.



Teca da esterno impermeabile

COD.: DAE-CASE001

- > **TECA DA ESTERNO**
Protetta da acqua e polvere.
- > **CARATTERISTICHE TECA**
 - Predisposta per chiusura con sigilli monouso.
 - Base di appoggio DAE regolabile in altezza.
 - Fori per posizionamento a muro o su piantana.

